

点滴台 IVスタンド

最安値



握りやすいグリップで
簡単に高さ調整できます。

8,500円

(税抜き)


仕様

品番	品名
26-9500	点滴台IVスタンド
5本脚スタンド X 全長	重量
約51.5mm X 1,150mm~1,950mm	約3kg

交換用オプション

品番	商品名	定価(円)
26-9501	キャスター付五本脚	3,500

(税抜き)



最安値

松葉杖

仕様

品番	サイズ	全長	高さ調整	握り高さ調整	重量(1組)	耐荷重(1本)
39-6000	小	95~115cm			1.5kg	120kg
39-6001	中	113~133cm	9段階	5段階	1.6kg	120kg
39-6002	大	133~153cm			1.7kg	120kg

材質

本体	アルミニウム
脇パット	TPR
握りパット	TPR
先ゴム	天然ゴム

交換用オプション

品番	商品名	定価(円)
39-6003	脇パット	380
39-6004	握りパット	380
39-6005	グリップセット+ノブナットセット	600
39-6006	先ゴム	280

(税抜き)



小 3,300円
 中 3,400円
 大 3,600円
 (非課税)

アイスウォームバック



S 1,100円
 M 1,200円
 L 1,500円
 (税抜き)

仕様

品番	サイズ	容量(cc)	素材	耐熱温度
04-1313	S	500	生地 テトロン + PU	0~50℃
04-1314	M	1,000		
04-1315	L	1,500		

●お求めとお問い合わせは

総輸入販売元  株式会社 **フロンティア**

本社 / 〒112-0001 東京都文京区白山2丁目30番5号
 TEL.03-3830-7922(代表) FAX.03-3830-7923
<http://www.frontier-med.co.jp/>